


Арс Кроличьи Поликлональные Антитела Против Cd38 Человека/Обезьяны Polymab® Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0012751



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела против CD38 человека и макаки-крабоеда, валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на эктофермент/рецептор CD38, участвующий в мобилизации кальция, активации лимфоцитов и клеточной адгезии. Идеально подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи поликлональные антитела против CD38 человека/обезьяны PolymAb®
Примечания/Псевдоним	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 CD38 человека (P28907)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P28907
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом