

Моноклональное Антитело Кролика Арс Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0012004



введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело, направленное против CD4 человека и обезьяны, предназначенное для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования Т-хелперов и изучения иммунных ответов. Обладает перекрестной реактивностью с CD4 человека и макака-крабоеда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC против CD4 человека/обезьяны
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
GeneID (человек)	920
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом