

Моноклональное Кроличье Апк-Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd45 Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0011665



введение

Конъюгированное с АПК кроличье моноклональное антитело к человеческому/обезьяньему CD45 (P08575), валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Специфично к общему лейкоцитарному антигену, идеально подходит для исследований активации Т-клеток и профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК кроличье моноклональное антитело к человеческому/обезьяньему CD45
Примечания/алиасы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек, циномоглус
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131 кДа / 136 кДа / 141 кДа / 143 кДа / 147 кДа
Доставка	Холодильный пакет