

Кроличье Моноклональное Ат К Человеческому/Обезьяньему Cd69, Конъюгированное С Афк, Для Проточной Цитометрии - Q07108

Артикул: CM0010465



введение

Конъюгированное с аллофикоцианином кроличье моноклональное антитело, направленное против CD69 человека и синемагуса (UniProt Q07108). Разработано для проточной цитометрии, распознает антиген ранней активации на активированных Т-лимфоцитах, идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное Ат к человеческому/обезьяньему CD69, конъюгированное с АфК
Примечания/алиасы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
ID гена (человек)	969
ID гена	969
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-199 человеческого CD69 (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, макак-крабод (циномолгус)
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С ледяными пакетами