


Арс Кролик Моноклональные Антитела Против Cd86 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P42081

Артикул: CM0012479



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD86 (B7-2) человека/обезьяны, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследования коstimуляции Т-клеток и иммунной регуляции в антигенпрезентирующих клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик МАТ против CD86 человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	942
GeneID	942
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-241 CD86 человека (NP_787058.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Крабоед (Cynomolgus)
SWISS	P42081
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Ледяной пакет