


Арс Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd8A Для Фк - P01732

Артикул: CM0008347



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD8a человека и циномолгуса, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и иммунного мониторинга в диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличья антитело к человеческому/обезьяньему CD8a mAb
Примечания/псевдонимы	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; молекула CD8a
Вид	Человек
ИД гена (человек)	925
ИД гена	925
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФК (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Доставка	Сумка-холодильник