


Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего IgM Для Проточной Цитометрии - P01871

Артикул: CM0009976



введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константную область тяжелой цепи IgM человека и яванского макака. Валидировано для проточной цитометрии. Идеально для исследований В-клеток и иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС Кроличье анти-человеческое/обезьянье IgM mAb
Примечания/Альтернативные названия	MU; VH; AGM1
Вид	Человек
GeneID	3507
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-453 человеческого IgM (P01871).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак (Cynomolgus)
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом