

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого И Обезьяньего Ki67 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P46013

Артикул: CM0012705



введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого и обезьяньего (макаки-крабоеда) Ki67 (P46013) для внутриклеточной проточной цитометрии. Надежный маркер пролиферации для анализа клеточного цикла в онкологических исследованиях и разработке диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС Кроличье анти-человеческое/обезьянье Ki67 mAb
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4288
ID гена	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 2271-2370 человеческого Ki67 (NP_002408.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (Внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	359 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом