

Арс-Кроличье Моноклональное Антитело Против Pd-1/Cd279 Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — Q15116

Артикул: CM0010216



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PD-1/CD279 человека и яванской макаки (аминокислоты 25–168). Валидировано для проточной цитометрии; это антитело подходит для исследований в области иммуноонкологии и изучения иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье моноклональное антитело против PD-1/CD279 человека/макаки
Примечания/синонимы	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5133
Идентификатор гена	5133
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–168 человеческого PD-1/CD279 (NP_005009.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	Q15116
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент