

Арс Кролик Моноклональные Антитела Против Человеческого/Мышиного Pdgfra/Cd140A Для Проточной Цитометрии - P16234

Артикул: CM0004491



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого и мышиного PDGFRα/CD140a (SWISS: P16234, 123 кДа). Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для исследований клеточной пролиферации, развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик мАб против человеческого/мышиного PDGFRα/CD140a
Примечания/Псевдоним	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5156
GeneID	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 человеческого PDGFRα/CD140a (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом