

Арс Кроличье Анти-Мышиное Моноклональное Антитело Cd103 Для Fc — Q60677

Артикул: CM0010402

введение

Кроличье анти-мышиное моноклональное антитело CD103, конъюгированное с APC (клон aM290), валидировано для проточной цитометрии. Оно специфически распознаёт CD103 мыши (интегрин альфа-E) — рецептор E-кадгерина, участвующий в хоминге внутриэпителиальных лимфоцитов. Идеально подходит для исследований слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье анти-мышиное моноклональное антитело CD103
Примечания/синонимы	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3682
GeneID	16407
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-385 CD103 мыши (NP_032425.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q60677
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом