


Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd11b - P05555

Артикул: CM0005167



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD11b для проточной цитометрии. Позволяет детектировать CD11b в мышиных моноцитах, макрофагах и гранулоцитах, способствуя исследованиям в иммунологии и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD11b
Примечания/Альтернативные названия	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3684
GeneID (Мышь)	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярный вес белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом