

Моноклональное Антитело Кролика К Мышинуму Cd124/Il-4Ra, Конъюгированное С Аpc - P16382

Артикул: CM0005486

введение

Конъюгированное с APC моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный CD124/IL-4Ra. Валидировано для проточной цитометрии с целью изучения передачи сигналов IL-4/IL-13, дифференцировки Th2-клеток и аллергического воспаления. - P16382

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к мышинуму CD124/IL-4Ra, конъюгированное с APC
Примечания/Синонимы	Il4r; CD124
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3566
GeneID	16190
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-233 мышинового CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16382
Молекулярная масса белка	87 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом