

Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd138/Syndecan-1 Для Проточной Цитометрии - P18828

Артикул: CM0011189

введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD138/Syndecan-1, для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 23-255). Специфичны для образцов мыши. Подходят для обнаружения мембранных протеогликанов в исследованиях экзосом и взаимодействий с матриксом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
Примечания/Псевдонимы	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6382
GeneID	20969
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-255 мышиного CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18828
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Ледяной пакет