


## Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd14, Конъюгированное Афк, Для Проточной Цитометрии - P10810

Артикул: CM0010509



### введение

АФК-конъюгированное моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD14, валидированное для проточной цитометрии. CD14 представляет собой корецептор бактериального липополисахарида, опосредующий врожденные иммунные ответы. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика против мышиного CD14, конъюгированное АФК                                                       |
| Примечания/Синонимы       | CD14                                                                                                                            |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 929                                                                                                                             |
| GeneID                    | 12475                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-345 мышиного CD14 (NP_033971.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                            |
| SWISS                     | P10810                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 39 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                       |