

Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q9Qum4

Артикул: CM0011442

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD150/SLAM (член семейства SLAM 1), валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации и дифференцировки иммунных клеток, а также сигналинга SLAMF1 в исследованиях врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-мышиное CD150/SLAM mAb
Примечания/Альтернативные названия	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	6504
ID гена	27218
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-242 мышиного CD150/SLAM (NP_038758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Молекулярная масса белка	36 кДа/38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом