

Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd155/Pvr Мыши - Q91Wr1

Артикул: CM0012448

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против CD155/Pvr мыши для проточной цитометрии. Специфично к CD155 мыши, идеально подходит для исследований иммунных рецепторов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье моноклональное антитело против CD155/Pvr мыши
Примечания/синонимы	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; nec1-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	5817
Идентификатор гена	52118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–348 CD155/Pvr мыши (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q91WP1
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом