

Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd161c/Nk1.1 Для Проточной Цитометрии - P27814

Артикул: CM0004831

введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела к мышиному CD161c/NK1.1, валидированные для проточной цитометрии. Специфически детектируют маркер НК-клеток, подходят для иммунотипирования и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи мАб против мышиного CD161c/NK1.1
Примечания/Псевдонимы	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klr1b1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3820
ID гена	17059
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-223 мышиного CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В ледяном пакете