

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Cd21/Cd35, Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии — P19070

Артикул: CM0007899

введение

Моноклональное антитело кролика к CD21/CD35 мыши (CR2/C3DR), конъюгированное с APC. Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с В-клетками мыши. Подходит для исследований системы комплемента и иммунологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело кролика к CD21/CD35, конъюгированное с APC
Примечания/синонимы	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Вид	Мышь
GeneID (человека)	1380
GeneID	12902
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-274 CD21/CD35 мыши (NP_031784.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P19070
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом