

Арс: Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd22 Мыши Для Fc — P35329

Артикул: CM0009913

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против CD22 мыши (Siglec-2, BL-CAM), для проточной цитометрии. Валидировано для реактивности с мышью, идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC: кроличье анти-CD22 мыши МАТ
Примечания/синонимы	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид	Мышь
GeneID (человек)	933
GeneID	12483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-151 CD22 мыши (NP_033975.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Fc
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89 кДа/93 кДа/97 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент