

Моноклональное Кроличье Афк-Меченное Антитело Против Мышиного Cd24 Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0005930

введение

АФК-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD24 (HSA), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований дифференцировки иммунных клеток, активации В-клеток, аутоиммунитета и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АФК кроличье антитело против мышиного CD24, моноклональное
Примечания/алиасы	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
ID гена (человек)	100133941
ID гена	12484
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Холодильный пакет