

Моноклональное АПК-Кроличье Антитело Против Мышиного Cd272/Btla Для Проточной Цитометрии - Q7Tsa3

Артикул: CM0004665



введение

Конъюгированное с АПК кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD272/BTLA — ингибирующего рецептора на лимфоцитах. Разработано для проточной цитометрии (ПЦ) для исследования иммунной регуляции в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК Кроличье антитело против мышиного CD272/BTLA, мкА
Примечания/Альяс	A630002H24
Вид	Мышь
ID гена (человек)	151888
ID гена (мышь)	208154
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярная масса белка	22 кДа/34 кДа
Доставка	Аккумулятор холода