


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd304/Нейропилина-1, Конъюгированное Арс, Для Проточной Цитометрии - P97333

Артикул: CM0011571



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный нейропилин-1 (CD304), валидированное для проточной цитометрии. Участвует в ангиогенезе, развитии нервной системы и органогенезе. Идеально подходит для исследований в области кардиологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье моноклональное антитело против мышиного CD304/Нейропилина-1
Примечания/алиасы	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8829
GeneID (мышь)	18186
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 22-856 мышиного CD304/Нейропилина-1 (NP_032763.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P97333
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Хладоэлемент