


Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd317/Bst2 Для Fc - Q8R2Q8

Артикул: CM0007731



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD317/BST2 для проточной цитометрии. Распознает мышиный стромальный антиген костного мозга 2 (19 кДа). Полезно для исследований противовирусного ограничения, врожденного иммунитета и изучения плазмоцитоидных дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье моноклональное антитело против мышиного CD317/BST2
Примечания/Альтернативные названия	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	684
ID гена	69550
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-152 мышиного CD317/BST2 (NP_932763.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом