

Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd32 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P08101

Артикул: CM0009484

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD32 (FcγRIIB). Специфично для анализа методом проточной цитометрии (FC) низкоаффинного рецептора Fc для IgG, участвующего в иммунной регуляции. Подходит для исследований в иммунологии и гематопоезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	APC-меченое кроличье моноклональное антитело против мышиного CD32
Примечания/Альтернативные названия	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2213
GeneID	14130
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-207 мышиного CD32 (NP_034317.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08101
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом