

Арс Моноклональное Антитело Кролика К Cd34 Мыши Для Проточной Цитометрии — Q64314

Артикул: CM0012071

введение

Моноклональное антитело кролика к CD34 мыши, конъюгированное с APC, специально предназначенное для обнаружения методом проточной цитометрии. Нацелено на гемопоэтические клетки-предшественники; расчетная молекулярная масса составляет около 41 кДа. Перекрестно реагирует с белком мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC моноклональное антитело кролика к CD34 мыши
Примечания/синонимы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
GenelD (человек)	947
GenelD	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент