

Арс-Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd366 (Tim-3) Мыши Для Проточной Цитометрии — Q8Vim0

Артикул: CM0009975



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против CD366 (TIM-3) мыши для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения истощения Т-клеток, иммунных контрольных точек и активации макрофагов. Валидировано на образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье моноклональное антитело против CD366 (TIM-3) мыши
Примечания/синонимы	Tim3; TIM-3; Timd3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	84868
GeneID	171285
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-191 CD366 (TIM-3) мыши (NP_599011.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8VIM0
Молекулярная масса белка	22 кДа/31 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет