

Моноклональное Антитело Кролика К Мышиночному Cd38, Конъюгированное С Афк, Для Проточной Цитометрии - P56528

Артикул: CM0007885



введение

Конъюгированное с аллофикоцианином (АФК) моноклональное антитело кролика против мышиного CD38 (ADPRC 1, I-19). Реагирует с мышью, подходит для анализа экспрессии CD38 методом проточной цитометрии в исследованиях иммунологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к мышиночному CD38, конъюгированное с АФК
Примечания/алиасы	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид реагента	Мышь
GeneID (человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 45-304 мышиного CD38 (NP_031672.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент