

Моноклональное Антитело Кролика К Cd4 Мыши, Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии (Fc) - P06332

Артикул: CM0007758

введение

Моноклональное антитело кролика к CD4 мыши (L3T4, Ly-4), конъюгированное с APC, валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для идентификации Т-хелперов и других CD4+ иммунных популяций в образцах мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC моноклональное антитело кролика к CD4 мыши
Примечания/Синонимы	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	920
Идентификатор гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом