

Арс-Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd44 Мыши Для Проточной Цитометрии — P15379

Артикул: CM0011998



введение

Моноклональное антитело кролика против CD44 мыши, конъюгированное с APC-, для проточной цитометрии. Реагирует с CD44 мыши (Ly-24, Pgp-1, HERMES) — рецептором гиалуроната, участвующим в хоуминге лимфоцитов, адгезии и воспалении. Подходит для исследовательских образцов мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье мАб против CD44 мыши
Примечания/синонимы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом