

Арс Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd47 — Q61735

Артикул: CM0010041

введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD47 (IAP), валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, иммунной регуляции и сигналинга тромбоспондина. Подходит для исследований в области иммунологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС кроличье моноклональное антитело к мышиному CD47
Примечания/Алиасы	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	961
GeneID	16423
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 19-135 мышиного CD47 (NP_034711.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61735
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладопакет