

Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd59А Для Fc - O55186

Артикул: CM0011503

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD59а, мощного ингибитора MAC. Для применения в проточной цитометрии с образцами мыши. Подходит для исследований комплемента, иммунологии и терапевтических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-мышиное CD59а mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd59; MACIF; MAC-IP
Вид	Мышь
GeneID	12509
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-96 мышиного CD59а (NP_031678.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O55186
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом