

Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd71 Для Fc - Q62351

Артикул: CM0008611

введение

Высококачественное APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD71 (белок 1 рецептора трансферрина), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения захвата железа и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-мышиное CD71 mAb
Примечания/Альтернативные названия	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvrl; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7037
GeneID	22042
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 89-763 мышиного CD71 (NP_035768.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62351
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом