

Моноклональное Апц-Кроличье Антитело Против Мышиного Cd86 Для Проточной Цитометрии - P42082

Артикул: CM0009635

введение

АПЦ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD86, разработано для проточной цитометрии (ПЦ). Распознает мышиный CD86 (SWISS P42082) с молекулярной массой ~35 кДа. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПЦ Кроличье антитело против мышиного CD86, мкА
Примечания/Альтернативные названия	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Вид	Мышь
ID гена (человек)	942
ID гена	12524
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-245 мышиного CD86 (NP_062261.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P42082
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом