

## Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd86 Для Проточной Цитометрии - P42082

Артикул: CM0008264

### введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD86 (B7-2), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на аминокислоты 24-245 мышиного CD86. Идеально для иммунологических исследований активации Т-клеток и костимуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | APC Кроличье анти-мышиное CD86 mAb                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86                                             |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                        |
| GeneID (Человек)                   | 942                                                                                                                         |
| GeneID                             | 12524                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-245 мышиного CD86 (NP_062261.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                        |
| SWISS                              | P42082                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 35 кДа                                                                                                                      |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                           |