

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd93 Для Проточной Цитометрии - O89103

Артикул: CM0004720

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD93 (C1qR, AA4). Подходит для проточной цитометрии (FC). Позволяет изучать фагоцитоз, функцию эндотелия и ангиогенез. Обеспечивает воспроизводимость от партии к партии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное кроличье антитело против мышиного CD93 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	22918
ID гена	17064
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-181 мышиного CD93 (NP_034870.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O89103
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом