


Арс Кролик Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd96/Tactile Для Проточной Цитометрии - Q3U0X8

Артикул: CM0011436



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD96/TACTILE для проточной цитометрии. Валидированы для образцов мыши. Нацелены на поверхностный белок Т-клеток, участвующий в адгезии NK-клеток во время иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC Кролик анти-мышиный CD96/TACTILE mAb
Примечания/Псевдоним	Tactile; 1700109I12Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10225
GeneID	84544
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-536 мышиного CD96/TACTILE (NP_115854.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3U0X8
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом