

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиных Молекул Mhc Класса I H-2Kd/H-2Dd Для Fc - P01902/P01900

Артикул: CM0012167



введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиные молекулы МНС класса I H-2Kd/H-2Dd. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для типирования иммунных клеток, исследований презентации антигена и иммуно-онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного H-2Kd/H-2Dd
Примечания/Альтернативные названия	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Вид	Мышь
ID гена (Мышь)	14972/14964
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-301 мышиного H-2Kd/H-2Dd (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01902/P01900
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом