

Кроличье Моноклональное Антитело Арс Против Мышиного Icos/Cd278 Для Проточной Цитометрии — Q9Wvs0

Артикул: CM0011084

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный ICOS/CD278 (UniProt Q9WVS0), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения костимуляции Т-клеток, дифференцировки фолликулярных хелперных клеток и других иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC против мышиного ICOS/CD278
Примечания/синонимы	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29851
GeneID	54167
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-142 мышиного ICOS/CD278 (NP_059508.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WVS0
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом