


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного IgG1, Конъюгированное С Аpc, Для Проточной Цитометрии — P01868

Артикул: CM0004892



введение

Конъюгированное с APC моноклональное антитело кролика, нацеленное на константный домен мышиного IgG1. Разработано для применения в проточной цитометрии (FC), специфично детектирует мышиный IgG1 в исследовательских и диагностических процессах. Идеально подходит для разработки иммуноанализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного IgG1, конъюгированное с APC
Примечания/Альяс	IgG1
Вид реактивности	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 98-324 мышиного IgG1 (P01868)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
Запись в SWISS-Prot	P01868
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	С сумкой-холодильником