

Арс, Кроличье Моноклональное Антитело Против Igg2B Мыши Для Проточной Цитометрии — P01867-2

Артикул: CM0006496

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константный участок тяжелой цепи IgG2b мыши. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиным антигеном. Подходит для иммунологических исследований, разработки диагностических тестов и анализа В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC, кроличье моноклональное антитело против IgG2b мыши
Примечания/синонимы	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Вид	Мышь
Идентификатор гена	16016
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 14-113 IgG2b мыши (P01867-2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01867-2
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом