

Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-13 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P20109

Артикул: CM0011144

введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный IL-13, валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения аллергического воспаления, Th2-ответов и сигнальных путей IL-13 в исследовательских моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	АПС-меченое кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-13
Примечания/Альтернативные названия	IL-13
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3596
GeneID (Мышь)	16163
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-131 мышиного IL-13 (NP_032381.1)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P20109
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике