

Арс Кролик Анти-Мышь IL-17A Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - Q62386

Артикул: CM0005593

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного IL-17A, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Взаимодействует с мышиным IL-17A, ключевым цитокином Th17, участвующим в воспалении, защите организма и целостности эпителиального барьера. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик анти-Мышь IL-17A mAb
Примечания/Псевдоним	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3605
GeneID	16171
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышиного IL17A. (NP_034682.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62386
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка со льдом