

Моноклональные Антитела Кролика Против Мышиного IL1R1/Cd121A С Меткой Арс Для Проточной Цитометрии - P13504

Артикул: CM0011941

введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела против мышиного IL1R1/CD121a, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для профилирования экспрессии интерлейкинового рецептора-1 в иммунологических и нейробиологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
Примечания/Псевдонимы	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	3554
GenelD	16177
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-338 мышиного IL1R1/CD121a (NP_032388.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13504
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент