


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного KlrG1/Mafa, Конъюгированное С Аpc, Для Проточной Цитометрии — O88713

Артикул: CM0006006



введение

Конъюгированное с APC моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный KLRG1/MAFA, подходит для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген покрывает аминокислоты 57–188. Экспрессируется на NK-клетках и активированных CD8 Т-лимфоцитах; участвует в иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика APC против мышиного KLRG1/MAFA
Примечания/Альтернативные названия	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	10219
GeneID	50928
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57–188 мышиного KLRG1/MAFA (NP_058666.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88713
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С ледяным пакетом