

Моноклональное Кроличье Афк Антитело Против Мышиного Ly-6C Для Проточной Цитометрии - PCw02

Артикул: CM0009085

введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного Ly-6C (Ly6c1). Валидировано для проточной цитометрии (ПЦ), специфично к мыши, молекулярная масса белка составляет ~15 кДа. Идеально подходит для исследований профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АФК кроличье моноклональное антитело против мышиного Ly-6C
Примечания/алиасы	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Вид	Мышь
ID гена	17067
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 мышиного Ly-6C (NP_001238984.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	PCW02
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет