

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Подопланина Для Проточной Цитометрии - Q62011

Артикул: CM0008280



введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного подопланина для проточной цитометрии. Валидировано для мышиных образцов; иммуноген покрывает аминокислоты 21-133. Идеально для исследований лимфатической системы, опухолей и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb (АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного подопланина)
Примечания/Альтернативные названия	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10630
GeneID (мышь)	14726
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-133 мышиного подопланина (NP_034359.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62011
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом