


Арс Кролик Анти-Мышь Tim-1/Kim-1/Havcr Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q5Qns5

Артикул: CM0005909



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного TIM-1/KIM-1/HAVCR для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 22-237) обеспечивает специфичность. Подходит для исследований в области иммунологии, повреждения почек и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик анти-Мышь TIM-1/KIM-1/HAVCR мАт
Примечания/Псевдоним	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Вид	Мышь
GeneID (человек)	26762
GeneID	171283
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-237 мышиного TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q5QNS5
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом