

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Tnf-А Для Внутриклеточного Проточного Цитометрического Анализа (Fc Intra) - P06804

Артикул: CM0011495



введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному TNF-α, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обладает высоким сродством к мышиному TNF-α (кахектин, TNFSF2). Идеально подходит для исследований в области воспаления, иммунологии и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного TNF-α
Примечания/Альтернативные названия	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7124
GeneID	21926
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-235 мышиного TNF-α (NP_038721.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06804
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом