

Арс: Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Mouse/Human Cd55 Для Fc — Q61475

Артикул: CM0008724

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, распознающее CD55 мыши и человека (фактор, ускоряющий распад конвертазы), GPI-якорный ингибитор комплемента. Подходит для анализа путей регуляции комплемента методом проточной цитометрии. UniProt Q61475.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье моноклональное антитело anti-Mouse/Human CD55
Примечания/псевдонимы	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1604
GeneID	13136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-361 CD55/DAF мыши (NP_034146.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q61475
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом